

FICHA TÉCNICA

POLAINAS. REF: LQ1017



DESCRIPCIÓN:

Actúan como barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames de líquidos, fluidos corporales y salpicaduras, por lo que no se recomienda su uso en sandalias y zapatos abiertos. Talla única.

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo de las polainas: Elaborado tela 100% polipropileno de 40 a 60 gramos.
Elástico de sujeción: Elaborada en tela 30% poliéster y 70% polipropileno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cuerpo de la polaina: 36 cm de alto x 17cm de ancho
Elástico de sujeción: Cada polaina cuenta con 3 bandas de elásticos dos en todo el perímetro y uno en la parte posterior que da la forma del zapato de 0,5 cm de ancho x 20 cm de largo (cada polaina)

MODOS DE USO:

Los zapatos de la persona deben estar totalmente cubiertos.
El usuario debe colocarse las polainas después resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

12 pares por empaque

ALMACENAMIENTO:

Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

GARANTÍA:

15 días por defectos de fabricación

DISPOSICIÓN FINAL:

Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

APLICACIONES:

Este producto es de uso personal, industrial, médico, y de laboratorios.
Es importante que cubra completamente los zapatos.
Forman una fuerte barrera contra los agentes contaminantes (bacterias, virus, microbios).

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Antes de usar las polainas se debe proceder a un examen visual del mismo, comprobando que estén en buen estado. De tener daño o deterioro, se debe reemplazar.

Lavar las manos antes de ponerlas y después de quitarlas.

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.

Diseño práctico y cómodo. Para que al momento de una emergencia se puedan retirar fácilmente.