

# FICHA TÉCNICA

## SABANA AJUSTABLE PARA CAMILLA

REF: LQ1011



#### DESCRIPCIÓN:

Sábana ajustable desechable, confeccionada con tela no tejida.  
100% polipropileno.  
Con elásticos en los extremos para ajustar a las camillas.

#### CARACTERÍSTICAS:

Tela no tejida 100% polipropileno de 40 gramos con elástico de 0,5 cm.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

200 cm de alto x 90 cm de ancho con elástico de 0,5 cm 0 X 36 CM C/LADO (2 TIRAS)

#### MODO DE USO:

Colocar sobre la colchoneta asegurándola con los elásticos.

#### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

12 unidades por empaque

#### ALMACENAMIENTO:

Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. Temperatura 5 a 30°C.

#### GARANTIA:

15 días por defectos de fabricación.

#### DISPOSICIÓN FINAL:

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. Debe ser desechado en recipientes donde se almacenan dispositivos médicos.

#### APLICACIONES:

deal para evitar al paciente el contacto directo con la camilla de reconocimiento.

#### CUIDADO Y LIMPIEZA:

Lavarse las manos y ponerse guantes previos al contacto con la sabana.

Desechar después de usar.

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxicos y no conducen a la sensibilización o irritación.